


GUIDE

CRÉER ET UTILISER UN PROFIL DE PATIENT




Nouveauté : choisir la dénomination : patient / élève / utilisateur


Avant de commencer, sachez que vous pouvez désormais décider de la manière dont la plateforme nommera les personnes avec lesquels vous l'utilisez : patients / élèves / utilisateurs. Voici comment faire :



Allez dans l'onglet "Administration" sur la partie haute de votre écran.



Puis dans "Centre/Entreprise" cliquez sur "Modifier" en haut à droite.




Cliquez sur "patient/utilisateur/élève" puis choisissez l'option que vous souhaitez.

N'oubliez pas de cliquer sur "Garder", en bas à droite.


Nous allons maintenant voir comment créer un profil de patient (nous utiliserons le terme "patient" pour ce tutoriel). Créer un profil de patient est essentiel : vous en aurez besoin pour assigner des sessions de travail et suivre les résultats de ces derniers.

1. Se rendre dans "gestion des patients"



Pour commencer, cliquez sur l'onglet "Gestion des patients" qui se trouve sur la partie haute de votre écran.

2. Cliquer sur "Nouveau patient"



Cliquez sur "Nouveau patient".

Renseignez le **prénom** et le **nom** de votre patient, importez une **photo** de ce dernier ou choisissez un **avatar**, puis cliquez sur "Créer".

Si vous souhaitez créer un profil pour du **travail de groupe**, écrivez par exemple "groupe" dans prénom et un numéro dans nom. Ex : groupe 2.

**Voir la partie 'travailler en groupe'.*

A screenshot of the 'Nouveau patient' form. It has two input fields for 'Prénom *' and 'Nom *'. Below them is a section for 'Importez une photo ou sélectionnez une image prédéterminée' with a large grey person icon and an 'Importer image' button. At the bottom, there are two rows of colored person icons representing different avatars. A red box highlights the 'Créer' button at the bottom right.

3. Remplir le profil du patient

Cliquer sur "Modifier"

Accès NeuronUP2GO Sessions du patient Programmes du patient Résultat du patient **Modifier** Supprimer patient

Pierre Sarin

Sexe: - Date de naissance: -
Scolarité: - N° carte identité: -
Téléphone: - Adresse: -
Relations familiales: -
Parcours professionnel: -
Passions: -
Diagnostic: -
Anamnèse: -
Observations: -

Données d'accès à NeuronUP2GO
Sessions à domicile
Sans accès
utilisateur: user_d34f6a34660ba1f3382abaec02c4314b
Mot de passe: ****
Modifier les données d'accès

Professionnels travaillant avec ce patient

Vous travaillez avec ce patient
Arrêter de travailler

Personnes de contact

Ajouter personne de contact

Prénom * Nom *
Mail Téléphone
Ajouter

Traitements

Ajouter traitement

Traitement *
Date de début Date de fin
Description
Ajouter

Documents

Ajouter document

Type * Importer document
Ajouter

Une fois le profil de votre patient créé, vous pouvez y ajouter toutes les **informations** que vous souhaitez.

Pour cela, vous n'avez qu'à cliquer sur "**Modifier**".

Vous pouvez également définir qui sont les professionnels qui travaillent avec ce patient, c'est notamment utile lorsque vous êtes plusieurs collègues à utiliser NeuronUP.

Depuis cet écran, vous pouvez aussi **gérer les données d'accès à NeuronUP2GO** (accès à distance), dans l'encart bleu.

**Voir le tutoriel 'Utiliser NeuronUP2GO'.*

4. Consulter le travail prévu pour le patient et ses résultats

Accès NeuronUP2GO Sessions du patient Programmes du patient **Résultat du patient** Modifier Supprimer patient

Pierre Sarin

Sexe: - Date de naissance: -
Scolarité: - N° carte identité: -
Téléphone: - Adresse: -
Relations familiales: -
Parcours professionnel: -

Données d'accès à NeuronUP2GO
Sessions à domicile
Sans accès
utilisateur: user_d34f6a34660ba1f3382abaec02c4314b
Mot de passe: ****
Modifier les données d'accès

Depuis le profil de votre patient, vous pouvez accéder à ses sessions ou programmes ainsi qu'à ses résultats.